

PURE AQUA SERVICE è un addolcitore d'acqua adatto alle esigenze specifiche delle apparecchiature di prova ambientale. La cartuccia ONE PURE AQUA SERVICE produce circa 2.000 litri partendo da un'acqua dura da 120 a 180 mg/L. Si rende necessario l'utilizzo di questo sistema in quanto la durezza dell'acqua produce incrostazioni e riduce la vita delle camere climatiche.



Tabella durezza dell'acqua/durata della cartuccia

Water hardness (freshwater)	Cartridge sufficient for processing the following quantity of water
178.5 mg/l (ppm) = 12.5 English (Clark) degrees = 10.4° grains per U.S. gallon = 1.785 mmol/l	approx. 2000 l
356 mg/l (ppm) = 25 English (Clark) degrees = 20.8° grains per U.S. gallon = 3.57 mmol/l	approx. 1000 l
712 mg/l (ppm) = 50 English (Clark) degrees = 41.6° grains per U.S. gallon = 7.14 mmol/l	approx. 500 l

Riferimento: BINDER PURE AQUA SERVICE Version 12/2010 Art. no. 7001-0159

Il sistema di trattamento dell'acqua BINDER PURE AQUA SERVICE (. Art. N. 8012-0625) consiste di:

- Cartuccia usa e getta (art. 6001-0077)
- Sistema di misura montato a T, con adattatori e alimentatore 220V
- Istruzioni di montaggio (art. 7001-0159)
- Tubo dell'acqua 3m con ghiera, e 2 guarnizioni
- Scarico dell'acqua con compensazione della pressione per la sostituzione della cartuccia



PURE AQUA SERVICE non produce acqua potabile, acqua per analisi o per scopi medici. Le cartucce esauste non possono essere ricaricate, ma devono essere sostituite dopo la loro durata nominale.

Per l'installazione del sistema sono necessarie le predisposizioni di carico acqua potabile  $\frac{3}{4}$  pollice, scarico dell'acqua, e N. 2 prese 220V (1x schuko 16A, 1x bipresa).

Il sistema eseguendo un monitoraggio della conducibilità dell'acqua purificata, indica quando la cartuccia è da sostituire.

**Distributore Autorizzato :**

Geass S.r.l.  
Via Ambrosini 8/2 - Torino (Italy)  
Tel.: +39.011.22.91.578  
mail : [info@geass.com](mailto:info@geass.com)  
web site : [www.geass.com](http://www.geass.com)