

# Specificazione del prodotto



- unità
- Preparazione per interfaccia dati (YADAP-RS o YADAP-USB)
  - Alimentatore di rete

=====

Accessori opzionali:

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Interfaccia dati RS232 | YADAP-RS  |
| Interfaccia dati USB   | YADAP-USB |

## SARTORIUS M-Prove

### AY1501

Bilancia intelligente con design impilabile per l'uso quotidiano nella scuola. Soddisfa le esigenze di esperimenti scolastici ambiziosi grazie alla risoluzione elevata, ai grandi campi di pesata e al filtraggio digitale.

=====

|                             |                |   |
|-----------------------------|----------------|---|
| Campo di pesata             | 1500           | g |
| Precisione di lettura       | 0,1            | g |
| Campo di tara (sottrattiva) | 1500           | g |
| Riproducibilità             | $\leq \pm 0,1$ | g |
| Linearità                   | $\leq \pm 0,2$ | g |

=====

|                                      |            |    |
|--------------------------------------|------------|----|
| Piatto di pesata                     | 142x130    | mm |
| Alloggiamento bilancia (LxPxAltezza) | 178x248x80 | mm |
| Peso netto                           | 1,1        | kg |

=====

#### Dotazione di serie

- Dispositivo antifurto integrato
- Protezione contro i sovraccarichi
- Piatto di pesata in acciaio inox lucidato
- Copertura ribaltabile
- Programmi applicativi integrati: conteggio di pezzi con quantità di riferimento impostabile, pesata in percentuale, visualizzazione statica, sommatoria, determinazione del peso specifico, dispositivo per pesare da sotto la bilancia, commutazione delle