

Specificazione del prodotto



conteggio di pezzi con quantità di riferimento impostabile, pesata in percentuale, visualizzazione statica, sommatoria, determinazione del peso specifico, dispositivo per pesare da sotto la bilancia, commutazione delle unità

- Preparazione per interfaccia dati (YADAP-RS o YADAP-USB)

=====

Accessori opzionali:

Interfaccia dati RS232

YADAP-RS

Interfaccia dati USB

YADAP-USB

SARTORIUS M-Prove

AY212

Bilancia intelligente con design impilabile per l'uso quotidiano nella scuola. Soddisfa le esigenze di esperimenti scolastici ambiziosi grazie alla risoluzione elevata, ai grandi campi di pesata e al filtraggio digitale. I pesi di regolazione per le bilance con risoluzione fine sono integrati in un piccolo vano.

=====

Campo di pesata	210 g
Precisione di lettura	0,01 g
Campo di tara (sottrattiva)	210 g
Riproducibilità	$\leq \pm 0,02$ g
Linearità	$\leq \pm 0,035$ g

=====

Piatto di pesata	142x130 mm
Alloggiamento bilancia (LxPxA)	178x248x80 mm
Peso netto	1,2 kg

Dotazione di serie

- Peso di regolazione nel vano integrato
- Dispositivo antifurto integrato
- Protezione contro i sovraccarichi
- Piatto di pesata in acciaio inox lucidato
- Copertura ribaltabile
- Programmi applicativi integrati: