

Specificazione del prodotto



unità

- Preparazione per interfaccia dati (YADAP-RS o YADAP-USB)
- Alimentatore di rete

=====

Accessori opzionali:

Interfaccia dati RS232	YADAP-RS
Interfaccia dati USB	YADAP-USB

SARTORIUS M-Prove

AY3101

Bilancia intelligente con design impilabile per l'uso quotidiano nella scuola. Soddisfa le esigenze di esperimenti scolastici ambiziosi grazie alla risoluzione elevata, ai grandi campi di pesata e al filtraggio digitale.

=====

Campo di pesata	3100 g
Precisione di lettura	0,1 g
Campo di tara (sottrattiva)	3100 g
Riproducibilità	$\leq \pm 0,1$ g
Linearità	$\leq \pm 0,2$ g

=====

Piatto di pesata	142x130 mm
Alloggiamento bilancia (LxPxAltezza)	178x248x80 mm
Peso netto	1,1 kg

=====

Dotazione di serie

- Dispositivo antifurto integrato
- Protezione contro i sovraccarichi
- Piatto di pesata in acciaio inox lucidato
- Copertura ribaltabile
- Programmi applicativi integrati: conteggio di pezzi con quantità di riferimento impostabile, pesata in percentuale, visualizzazione statica, sommatoria, determinazione del peso specifico, dispositivo per pesare da sotto la bilancia, commutazione delle