

Specificazione del prodotto



sotto la bilancia, commutazione delle
unità

- Preparazione per interfaccia dati
(YADAP-RS o YADAP-USB)
- Alimentatore di rete

=====

Accessori opzionali:

Interfaccia dati RS232	YADAP-RS
Interfaccia dati USB	YADAP-USB

SARTORIUS M-Prove

AY5101

Bilancia intelligente con design
impilabile per l'uso quotidiano
nella scuola. Soddisfa le esigenze
di esperimenti scolastici ambiziosi
grazie alla risoluzione elevata,
ai grandi campi di pesata e al
filtraggio digitale.

=====

Campo di pesata	5100 g
Precisione di lettura	0,1 g
Campo di tara (sottrattiva)	5100 g
Riproducibilità	$\leq \pm 0,1$ g
Linearità	$\leq \pm 0,2$ g

=====

Piatto di pesata	142x130 mm
Alloggiamento bilancia (LxPxA)	178x248x80 mm
Peso netto	1,1 kg

=====

Dotazione di serie

- Dispositivo antifurto integrato
- Protezione contro i sovraccarichi
- Piatto di pesata in acciaio inox
lucidato
- Copertura ribaltabile
- Programmi applicativi integrati:
conteggio di pezzi con quantità di
riferimento impostabile, pesata in
percentuale, visualizzazione statica,
sommatoria, determinazione del peso
specifico, dispositivo per pesare da