

# Specificazione del prodotto



riferimento impostabile, pesata in percentuale, visualizzazione statica, sommatoria, determinazione del peso specifico, dispositivo per pesare da sotto la bilancia, commutazione delle unità

- Preparazione per interfaccia dati (YADAP-RS o YADAP-USB)
- Alimentatore di rete

---

Accessori opzionali:	
Interfaccia dati RS232	YADAP-RS
Interfaccia dati USB	YADAP-USB

## SARTORIUS M-Prove

### AY511

Bilancia intelligente con design impilabile per l'uso quotidiano nella scuola. Soddisfa le esigenze di esperimenti scolastici ambiziosi grazie alla risoluzione elevata, ai grandi campi di pesata e al filtraggio digitale. I pesi di regolazione per le bilance con risoluzione fine sono integrati in un piccolo vano.

---

Campo di pesata	510 g
Precisione di lettura	0,1 g
Campo di tara (sottrattiva)	510 g
Riproducibilità	$\leq \pm 0,1$ g
Linearità	$\leq \pm 0,2$ g

---

Piatto di pesata	142x130 mm
Alloggiamento bilancia (LxPxA)	178x248x80 mm
Peso netto	1,25 kg

---

#### Dotazione di serie

- Dispositivo antifurto integrato
- Protezione contro i sovraccarichi
- Piatto di pesata in acciaio inox lucidato
- Copertura ribaltabile
- Programmi applicativi integrati: conteggio di pezzi con quantità di